



aurolab
Excellence... in Sight


www.aurolab.com

Auroflex

• لنز فولدبیل هیدروفیلیک با اثرکتور و کارتريج یک بار مصرف با تاییدیه اداره تجهیزات پزشکی

Model: **FH 5600**
Optic Diameter: **6.00 mm**
Overall Length: **12.00 mm**
Material: **Poly - HEMA**
Refractive index: **1.460**
Water Content: **25%**
Position Holes: **0**
Angulation: **0°**
Loops: **Modified C**
A Constant: **118.0**
ACD: **ACD: 5.0**

Power Range: 10 to 15 in 1.0 Diopter
15 to 25 in 0.5 Diopter
25 to 30 in 1.0 Diopter
2.8 mm incision



Aurolab

• لنز داخل چشمی PMMA



PC model

Model: **S 3652**
 Optic Diameter: **6.5**
 Overall Length: **13.5**
 Position Holes: **2**
 Loops: **Modified C**
 A Constant: **118.5**
 ACD: **5.00**
UV Absorbing

Power Range: 8 to 15 in 1.0 Diopter
 15 to 25 in 0.5 Diopter
 25 to 30 in 1.0 Diopter



AC model

Model: **A5530**
 Optic Diameter: **5.5**
 Overall Length: **13.00**
 Position Holes: **0**
 A Constant: **115.3**
 ACD: **3.00**
UV Absorbing

Power Range: 8 to 15 in 1.0 Diopter
 15 to 25 in 0.5 Diopter
 25 to 30 in 1.0 Diopter

aurovisc

• ژل چشمی 2ml با غلظت مولکولی 86000 و سرنگ شیشه‌ای با تاییدیه اداره دارو وزارت بهداشت و درمان

Hydroxy propyl Methyl Cellulose 2%

Molecular Weight: **86000 daltons**

PH: **6.0 - 7.8**

Dynamic Viscosity: **3000-4500 cps at 27° c**




AUROBLUE

• تربیان بلو داخل ویال 1ml با غلظت % 0.06 ، بدون نیاز به رقیق کردن و آماده مصرف ، با تاییدیه اداره دارو وزارت بهداشت و درمان


CTR / Capsular Tension Rings

CTR 10



Overall diameter **12.00 mm**
Closed diameter **10.00 mm**

CTR 11



Overall diameter **13.00 mm**
Closed diameter **11.00 mm**



Aurogreen



(Indocyanine green 25 mg)

AUROGREEN (active ingredient Indocyanine green-ICG) is a diagnostic dye used mainly for ophthalmic angiography



ساخت کشور آلمان



carl zeiss vision

www.woehlk.com

Contact Lenses

The ideal balance between moistur and oxygen

• لنز هیدروژل و سیلیکون هیدروژل زایس، ساخت کشور آلمان



- تعادل ایده آل بین رطوبت و اکسیژن حفظ می شود .
- با در صد آب 69%، vetability خوب و بالایی ایجاد می شود.
- با توجه به مد نظر قرار دادن اکسیژن فلاکس تامین ۳/۵ برابر اکسیژن برای حفظ سلامتی قرنیه صورت می گیرد.
- UV protection هستند.
- با توجه به دارا بودن Modulus ۰/۴۲ لنز بسیار سبکی می باشد.
- راحتی فوق العاده برای استفاده طولانی مدت در تمام روز و ساعت بیداری بوجود می آید.
- طراحی لبه لنز ها گرد و دو طرفه است بنابراین این جا به جایی لایه اشکی مختل نمی شود.
- ساختار این لنز ها غیر یونی می باشد و همین امر باعث می شود پروتئین های لایه اشکی کمتر جذب لنز شوند.
- کمپانی زایس لنزهای سافت توریک را نیز تولید می کند که قابل سفارش می باشد.

Silicone Hydrogel

• زایس سیلیکون هیدروژل



BC:	8.5
Dia:	14.2
Water Content:	69%
Material:	non ionic
Dk/t value:	76.10^{-9}
Modulus:	0.42 mpa
Power range:	-6.00 bis +5.00 (0.25) -12.00 bis +8.00 (0.50)

HYDROGEL- MEDI TERRANEE

• زایس هیدروژل مدیترانه

BC:	8.6
Dia:	14.2
Water Content:	55%
Material:	ionic
Tint :	light Blue
Dk	19×10^{-11}
Dk/t value:	19×10^{-9}
Power range:	-6.00 bis +5.00 (0.25) -12.00 bis +8.00 (0.50)



DAY 1 Easy Wear



• لنز زایس روزانه

BC:	8.6
Dia:	14.2
Water Content:	55%
Material:	ionic
Dk:	19×10^{-11}
Dk/t value:	24×10^{-9}
Power range:	-0.50 up to -6.00 (0.25) -6.50 up to -9.00 (0.50)



ZEISS Solution

• محلول زایس

360 ml
250 ml
100 ml

- یک محلول چند منظوره برای تمامی لنز های تماسی Soft است
- فرمول این محلول با خاصیت تمیز کنندگی، عفونت زدایی، مرطوب کنندگی می باشد.

Contact Day 30 Color

• لنز رنگی زایس
نمره دار و بدون نمره

EINFARBIG:



Royal Blue



Aqua Green



Jade Green

DREIFARBIG



Green



Blue



Gray



Hazel



Violet



ULTRAVISION  N

innovation in practice

www.ultravision.co.uk

Specialty U55 AB

• لنز طبی داخل ویال یک ساله با درصد آب 55%

Base curve: 8.70


Material: **Methafilcon A (filcon 1 b) 55% water**

Diameter: 14.50 mm

Colour: **Carries a blue handling tint**

Powers: **+6.00D to -8.00D (0.25D steps)**

-8.50D to - 12.00D (0.50 steps)



Coloring

• لنز رنگی و طبی رنگی داخل ویال



Base curve: 8.50 mm

Diameter: 14.00 mm

Powers: **Plano to -6.00 D in 0.25D Steps**

-6.50 D to -8.00 D in 0.50D steps

Material: **HEMA, MAA**

Water content: 58%

Colours: **Blue, Green, Gray, Hazel, Violet**

Pupil Size: 5 mm

Design: **Bi - Color with black limbal ring**

Packaging: **vials with matching colour caps**

**KHANEH NEGAH
CHESHM CO.**

Ultrawave

• لنز طبی فصلی در بسته های ۳ عددی

امتیازات:

- در نور کم دید بهتری ایجاد می شود.
- دید کلی، دقیق تر و قوی تر است.
- آستیگماتیسم تا (1.25 DC) با پوشش کره چشم جبران می شود.
- طراحی لبه آن بالاترین سطح راحتی را برای مصرف کننده دارد.
- عمق فوکوس (تمرکز) تا +1.00 D اضافه میشود.
- مواد سازگار بیولوژیکی که پذیرش چشم را بهتر می کند.
- نیاز به Multifocal را به تعویق می اندازد.
- مناسب برای استفاده VDU از طریق دید میانی بهتر می باشد.



ULTRA VISION

Material:	43% hioxifilcon A , 57% Water
Base Curve:	8.70 mm
Diameter:	14.40 mm
Lens Design:	Wavefront aberration control unique multi - aspheric front
Power Range (D):	-12.00 DS to + 6.00DS
	-6.00 DS to +4.00 DS in 0.25 Steps
	-12.00 DS to -6.50 DS in 0.50 Steps
	+4.50 DS to +6.00 DS in 0.50 Steps
Center Thickness:	0.09 mm
Handling Tint:	Light Blue
Dk:	$19.9 \times 10^{-11} \text{ (cm}^2\text{/sec) [ml O}_2 \text{ / (ml} \times \text{mmHg)]}$
Wear Modality:	Replacement Monthly / Two Weekly as required for daily wear only
Pack Size:	3 lenses

Ultrawave Silicone Hydrogel

• لنز طبی فصلی سیلیکون هیدروژل در بسته های ۶ عددی



Material: **42% Filcon II 3 , 58% Water**

Base Curve:8.40 mm

Diameter:14.10 mm

Lens Design: *Wavefront aberration controled unique multi - aspheric front surface*

Power Range (D): -10.00 DS to + 8.00DS

-0.25 DS to -8.00 DS in 0.25 Steps

-8.50 DS to -10.00 DS in 0.50 Steps

+0.25 DS to +6.00 DS in 0.25 Steps

+6.50 DS to +8.00 DS in 0.50 Steps

Center Thickness: 0.07 mm (-3.00 DS lens)

Handling Tint:clear

Dk/t@ -3.00: $86 \times 10^{-11} \text{ (cm}^2\text{/sec) [ml O}_2\text{ / (ml} \times \text{mmHg)]}$

Wear Modality:..... **Monthly Replacement for daily wear only**

Pack Size:..... **6 lenses**

Specialty Colours

• لنز رنگی و طبی رنگی فصلی

Base curve: 8.60 mm

Diameter: 14.00 mm

Powers: *Plano to -6.00 D in 0.25D Steps*
-6.50 D to -8.00 D in 0.50D steps

Material: *HEMA, MAA*

Water content: 58%

Colours: *Emerald Green, Indigo*
Light Brown, Sky Blue, Smoky Gray

Pupil Size: 5 mm

Design: *Tri - Color with black limbal ring*

Packaging: *2-Lens, 6 - Lens and 6 - Lens Mix and*
Match in see-through plastic Packs



Prosthetic Lenses

Tint/Coloured/Prosthetic Options



• لنز های بلک پوپیل در سه رنگ قهوه ای کم رنگ و متوسط و پررنگ

These Can have clear or black pupil and iris - opaqued to standard colour masking level , or with fully occluding opaque iris (and/or pupil) where light has to be totally excluded from the eye or restricted to a small aperture as in , for example , albinism or prolapsed iris.

Simulated iris patterns / limbal bands are available for increased realism.

ULTRA VISION

Kera Soft

Contact Lens for Keratoconus and Post- Graft Fiting

- لنز سافت کراتوکونوس
- لنز سافت کراتوکونوس سیلیکون هیدروژل به نام Kera soft 3
- لنز سافت کراتوکونوس برای تمام ناهنجاری های قرنیه مانند PHD و ناهنجاری های بعد از لیزیک به نام Kera soft IC



Trial Set

The **KeraSoft™2** trial set comprises 8 lenses of the following specification:

Series	Diameter	BVP Range	
Series A	14.50	Plano	2 lenses
Series B	14.50	Plano	2 lenses
Series C	14.50	Plano	2 lenses
Series D	14.50	Plano	2 lenses

Cone Advancement	Diagnostic Lens Series Recommended	Approximate Keratometer Readings Guide
Advanced	A	Steeper than 6.20
Moderate - Advanced	B	6.20 to 6.60
Moderate	C	6.60 to 7.00
Early	D	7.00 to 7.40

Kera Soft 2



KeraSoft™2 lens technical specifications

Material	Hioxifilcon B11, 49% Water (non-ionic) with U.V. inhibitor
Base Curve	Series A, B, C, D
Diameter	14.00mm, 14.50mm, 15.00mm
Lens Design	Wavefront Aberration Control with balanced, optimum, overall thickness and a proprietary back-curve configuration
Power Range	Sphere: +30.00DS to -30.00DS* Cylinder: -0.50 to -11.00DC (in 0.25 steps) Axis: 0° to 180° (in 1° steps) Prism up to 2ΔD in any axis Add: up to +3.00DS (in 0.25 steps)
Handling Tint	Light Blue
DK	$15.00 \times 10^{-11}(\text{cm}^2/\text{sec})$ [$\text{mLO}_2/(\text{ml} \times \text{mmHg})$]
Wear Modality	Durable lens for daily wear use
Pack Size	Single Vial



I SEE VISION

I-SEE VISION TECHNOLOGY INC.

www.iseevision.com

Base Curve: 8.7
 Diameter: 14.1
 Water Content: 38%
 Tint : Blue Tint
 Package: Vial , UV protection



• لنز طبی داخل ویال

Polymacon

Durability

Conventional

Material: Polymacon
 Water Content 38%
 BC(mm) 8.7
 DIA (mm) 14.1
 CT(mm) 0.08
 DK/t 11.25
 Package Blister / Vial
 Private Label available
 Power -0.50D to -6.00 in 0.25D Steps
 -6.50D to -12.00 in 0.50 Steps

• لنز طبی فصلی Conventional (۲ عددی: Pack)

– تبادل لایه اشکی و اکسیژن به بهترین شکل امکان پذیر است و همین امر باعث ایجاد راحتی بالایی جهت استفاده در مدت زمان طولانی میگردد.
 – به صورت کروی طراحی شده است و همین امر باعث می شود که به خوبی بر روی کره چشم قرار بگیرد و باعث بهینه سازی حد بینایی شود.
 – از مواد غیر یونی ساخته شده است و همین امر کمک می کند که پروتئین ها بر روی لنز ته نشین نشود.

Ocufilcon

Durability

Monthly

Material: Ocufilcon D
 Water Content 55%
 BC(mm) 8.6
 DIA (mm) 14.1
 CT(mm) 0.12
 DK/t 16.5
 Package Blister
 Private Label available
 Power -0.00 to -6.00 in 0.25D Steps
 -6.50D to -12.00 in 0.50 Steps

• لنز طبی ۱ ماهه Mounthly (۶ عددی: Pack)

– به علت طراحی Multi-Curve، راحتی مناسب تری در طول روز برای چشم ایجاد می کند.
 – به علت اینکه از مواد آب دوست تشکیل شده اند ، برای افرادی که با لنز راحت نیستند مناسب است.

Durability

Daily

Material: Ocufilcon D
 Water Content 55%
 BC(mm) 8.5
 DIA (mm) 14.2
 CT(mm) 0.11
 DK/t 18.0
 Package Blister
 Private Label available
 Power -0.00 to -6.00 in 0.25D Steps
 -6.50D to -12.00 in 0.50 Steps

• لنز طبی روزانه (۱۰ عددی: Pack)



**KHANEH NEGAH
 CHESHM CO.**

Ezvue

Sandwich Structure
Cast Molding Process
Natural Colors

• لنز های رنگی و طبی رنگی


Water content	Material	Durability	BC	Dia	Power Range
38%	Polymacon	Monthly	8.7	14.1	0.00 to -600 in 0.25 D
55%	Ocufilecon	Daily	8.6	14.1	-6.50 to -10.00 in 0.5 D

1 TONE COLOR LENS



• لنز های رنگی و طبی رنگی I SEE VISION با تکنولوژی ساخت رولر - راکشی به قدری برای استفاده طولانی مدت ایجاد می نمایند.
• با گذشت زمان رنگ لنز تغییر نمی کند.

3 TONE COLOR LENS




Features & Benefits

Natural Colors
+
Cast Molding Process
+
Sandwich Structure



2 TONE COLOR LENS



Refer to the actual color



- به دلیل ساختار ساندویچی لنز های رنگی، از تماس مستقیم رنگدانه ها با قرنیه و پلک جلوگیری می شود.
- لنز های رنگی I See Vision از رنگ دانه های طبیعی ایجاد شده اند.
- با گذشت زمان رنگ لنز تغییر نمی کند.

ساخت کشور اسپانیا

AVIZOR

www.avizor.com



All Clean Soft

100 ml
250 ml
350 ml

- یک محلول چند منظوره برای تمامی لنز های تماسی Soft است.
- فرمول All Clean Soft حاوی (PVP) Poly Vinil Pirrolidone است که لغزندگی کاملی را برای لنز های تماسی ایجاد می کند.
- 90% قارچها از بین برده می شود.
- میزان عفونت زدایی و مبارزه با میکروب ها نسبت به سایر محلول ها بیشتر است.
- در فرمول این محلول از حداقل افزودنی های مورد نیاز استفاده شده است ، لذا آلرژی و خارش برای استفاده کننده ایجاد نمی کند.
- در مدت زمان ۴ ساعت خاصیت تمیز کنندگی برای لنز ایجاد می شود.



50 ml
150 ml

All Clean Soft TRAVEL PACK

- محلول مسافرتی حاوی ۱۵ عدد محلول ۱۰ ml با جا لنزی
- مناسب جهت استفاده با شر ایط کاری و هنگام مسافرت
- قابل تطبیق با نوع زندگی
- کاربرد راحت

350 ml

Ever Clean



محلول Ever Clean حاوی 3% Hydrogen Peroxide است.

- یک محلول جدید جهت تمیز کردن و عفونت زدایی انواع لنز های Hard است که دارای جالیزی استوانه ای و ۴۵ عدد قرص می باشد.
- جهت اثر بخشی و کارایی لازم ، حتماً برای هر بار استفاده محلول یک عدد قرص استفاده شود، در واقع قرص ها مکمل محلول می باشند.
- قرص های ۲ لایه Ever Clean دارای خواص دو گانه زیر است:

- ۱- در مرحله اول لایه سفید باعث جداسازی چربی و پروتئین ها از سطح لنز می شود.
- ۲- در مرحله دوم لایه سبز باعث عفونت زدایی و خنثی سازی Hydrogen Peroxide می شود.

مواد نگهدارنده ندارد.

حساسیت زائیسست.

احتیاج به مالش (rub) ندارد.

استفاده از جالیزی Ever Clean در الویت است چون باعث تمیز کردن همه ی اطراف لنز می شود. در این صورت لنز در حالت معلق قرار دارد.

Clanling Drops

15 ml

- قطره تمیز کننده و لغز اننده لنز در چشم جهت استفاده افرادیکه در تمام روز از لنز استفاده می کنند.



AVIZOR

15 ml

Comfort Drops

- قطره مرطوب کننده و لغز کننده لنز در چشم جهت استفاده کلیه لنز ها و مناسب با هوای خشک و هنگام استفاده از کامپیوتر



15 ml

Moisture Drops

- قطره اشک مصنوعی حاوی سدیم هیلورانت جهت استفاده افرادی که چشم های خشک و حساس دارند.



Comfort Unidose

- هر بسته حاوی ۲۰ عدد Single Unidose می باشد.
- بدون مواد نگهدارنده است.
- قابلیت استفاده آسان و مناسب جهت چشم های حساس



Moisture Unidose

- هر بسته حاوی ۲۰ عدد Single Unidose می باشد.
- بدون مواد نگهدارنده است.
- حاوی سدیم هیلورانت است.
- قابلیت استفاده آسان و مناسب جهت چشم های حساس



NEW Unica

- محلول شست و شوی لنز تماسی **Soft**، حاوی سدیم هیلورانت است.
- فرمول این محلول به گونه ای است که راحتی بیشتری را برای افراد با چشم های حساس ایجاد می کند.
- سدیم هیلورانت باعث کاهش خشکی چشم می شود.
- از خارش و قرمزی چشم جلوگیری می کند.
- به علت خاصیت **viscoelastic** سدیم هیلورانت احساس راحتی بیشتری ایجاد می شود.



GP Multi NEW

- محلول چند منظوره برای لنزهای سخت است.
- خاصیت ضد عفونی کنندگی همزمان با تمیز کردن انجام می شود.
- هیچ ماده ای در فرمول این محلول نیست که باعث آسیب سطح لنز شود.
- ترکیب دو ماده لغزنده **HPMC** و **PVP** باعث ایجاد راحتی طولانی مدت برای استفاده کننده می شود.



AVIZOR



www.master-aid-deutschland.com

Ortopad

FOR GIRLS , FOR BOYS

• پد تنبلی آلمانی

پد های چشمی آلمانی سازگار با پوست کودکان با تنوع طرح ، رنگ و چسب های ضد حساسیت



• پد پانسمان

با چسب ضد حساسیت و کیفیت فوق العاده

Dressing Pad

Ortolux & Ortolux Air

• شیلد شفاف آلمانی

شیلد شفاف آلمانی با قدرت عبور دهی اکسیژن و قابلیت استفاده مجدد در دو نوع سوراخ دار و بدون سوراخ جهت استفاده بعد از فیکو ولیزیک

